

ThermoBrite®

载玻片变性和杂交

可编程温度控制的载玻片处理系统



非常适合FISH的变性/杂交 - 荧光原位杂交程序

这种可编程系统可以自动完成基于载玻片的ISH程序中的变性和杂交步骤，为临床和研究人员提供了便捷的便利。低成本的设备可以接受多种样品类型，使用方便，并且可以减少50%以上的操作时间，同时确保FISH检测的整体精确性和准确性。

用户可编程设置

- 40个用户定义的协议和3个操作模式
- 易于阅读背光显示屏
- 数字键盘使得编程更加容易
- 可以作为一个固定的温度滑动加热器使用

易于使用

- 消除手动步骤，减少ISH程序的动手时间
- 不需要满载以保持温度准确度
- 滑动导轨保持滑动到位，并允许单手取出



更多的字符温度控制

- 温度快速升高，精确度为 $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- 在所有的滑动位置优越的温度均匀性
- 良好的湿度控制
- 加热滑到适合FISH程序的温度

ThermoBrite 载玻片处理系统



StatSpin ThermoBrite系统可容纳多达12张幻灯片。封闭时，盖子密封严密，提供良好的室内湿度。系统在所有载玻片位置保持均匀的温度。一只手可以轻松地添加或移除载玻片。数字键盘允许使用40个用户可编程设置和3种操作模式轻松编程; 变性/杂交，杂交和固定温度。

系统规格:

尺寸	高 宽 长 重量	135 mm (5 1/2 英寸) 229 mm (9.0 英寸) 451 mm (17 3/4 英寸) 8.5 kg (18.7 lbs)
容量	12 张载玻片	
处理时间	可编程0至99小时连续模式	
电源	120 VAC,3A时 240 VAC ,1.6A时	
温度控制	30–99° C可编程	
环境温度	15–40° C (59–104° F)	
环境操作湿度	20–80% 相对	

LEICA BIOSYSTEMS

Leica Biosystems是工作流程解决方案领域的全球领导者，为组织病理学实验室和研究人员提供解剖病理学中最高质量，最全面的产品系列。凭借创新的自动化，Novocastra™试剂和Surgipath®消耗品的完整组织学系统，徕卡生物系统为整个实验室的每个组织学步骤和高生产率工作流程解决方案提供理想的产品。

经销商

成贯仪器（上海）有限公司

Tel.: +86(021)5428 6005
Fax: +86(021)5428 6005–8002
www.tengrant.com

徕卡生物系统汇集了产品，质量和支持。提供完整的解决方案，帮助您提高工作流程，提高诊断清晰度并提供真正重要的事情 - 更好的患者护理。

